

**PRESSMEDDELANDE 2011-11-22**

**PHASEIN AB levererar tillförlitlig ISA sidestream multigasteknologi till Spacelabs Healthcare Anaesthesia Monitoring Systems, USA**

PHASEIN's innovativa teknologi för analys av multipla patientgaser finns nu tillgänglig i Spacelabs Healthcares patientmonitorer för anestetillämpningar. Spacelabs nya multigasmodul innehåller PHASEIN's ultrakompakta gasanalysator ISA med dess "intelligenta" gasanslutning, robusta mikropump och avancerade flödesregulator som tillsammans med NOMOLINETM, den självvavfuktande samplingsslangen, ger förbättrad tillförlitlighet och mätnoggrannhet vid övervakning av koldioxid (CO<sub>2</sub>), syrgas (O<sub>2</sub>), lustgas (N<sub>2</sub>O), och anestesigaser. Modulen passar direkt i Spacelabs' patientövervakningssystem och identifierar samt visar anestesigaskoncentrationer inom mindre än 20 sekunder från start. Tack vare sitt låga samplingflöde på 50 ml/min är Spacelabs' nya multigasmodul lämplig för användning på alla typer av patienter - från nyfödda till vuxna.

"Med detta samarbete sammanför PHASEIN sina 20 års erfarenheter av gasanalys med Spacelabs' 60-åriga erfarenhet inom anestesi och ventilation, till nytta för anesthesiologer och patienter över hela världen", säger PHASEIN's VD Robert Zyzanski.

**Om PHASEINs multigasteknik**

Mer än 20 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av avancerade gasanalysatorer för den medicinska marknaden har gjort PHASEIN till världsledande expert inom området patientgasanalys. PHASEINs produkter har gjort bolaget till en erkänd innovatör inom mainstream och sidestream gasteknik och en ledande leverantör av tillförlitliga, noggranna och stabila multigassensorer till medicintekniska företag över hela världen. Idag består Bolagets produktportfölj av ultrakompakta och kostnadseffektiva sensorer med högsta precision tillgängliga både som fristående "plug-in-and-measure" analysatorer och som inbyggingsmoduler.

PHASEIN har lång erfarenhet av att arbeta med multinationella företag och av att säkerställa att kunskap och expertis matchar kraven hos våra kunder. PHASEIN kan därigenom tillhandahålla sina OEM-kunder spetskompetens inom kundservice och teknisk support.

**För ytterligare information, vänligen kontakta.**

Robert Zyzanski, VD, telefon: +46 8 544 98 166, +46 708 733 326  
robert.zyzanski@phasein.com / www.phasein.com