


# EMMA™ gyors használati útmutató

A világ első kompakt sürgősségi capnométere

**1.** Az EMMA minden páciens csatlakozáshoz illeszkedik.





**2.** Az EMMA biztosítja a megfelelő lélegeztetést és intubációt bármely területen.




**3.** Jól olvasható a kijelzője.


Megfelelő lélegeztetés/intubáció



Hypoventiláció figyelmeztetés





Hyperventiláció figyelmeztetés





Nem megfelelő intubáció

**4.** Az EMMA alkalmas a CPR minőségének ellenőrzésére.

Figyelmeztetés



Megfelelő működés és RR a CPR alatt.



ROSC a spontán keringés visszatéréséig.

**5.** EMMA – Csatlakoztassa és azonnal mér.



"Egy EMMA minden sürgősségi táskába."

**phasein**  
MEDICAL TECHNOLOGIES

PHASEIN AB, Svärdvägen 15, SE-182 33 Danderyd, Sweden

phone: +46 8 544 98 150, fax: +46 8 544 98 169

info@phasein.com - www.phasein.com