

EMMA™ Guida Rapida

Il primo Capnometro per Emergenza completamente autonomo

1. EMMA è utilizzabile con ogni tipo di connessione paziente-sistema di ventilazione





2. EMMA assicura una corretta ventilazione ed intubazione in ogni situazione




3. EMMA è d'immediata comprensione


Intubazione/Ventilazione corretta



Attenzione ipoventilazione





Attenzione iperventilazione





Attenzione intubazione incorretta

4. EMMA per un semplice follow-up di una CPR



Valori espiratori e frequenza respiratoria corretti durante la CPR



ROSC Ritorno della circolazione spontanea

5. EMMA – plug-in and measure



"Un EMMA in ogni zaino d'emergenza!"

phasein
MEDICAL TECHNOLOGIES

PHASEIN AB, Svärdvägen 15, SE-182 33 Danderyd, Sweden

phone: +46 8 544 98 150, fax: +46 8 544 98 169

info@phasein.com - www.phasein.com