


Hitri priročnik za uporabo EMMA™

Prvi integrirani kapnograf za nujno pomoč

1. EMMA deluje ob uporabi vseh vrst sistemov





2. EMMA zagotavlja varno ventilacijo in intubacijo v vseh pogojih in okoliščinah




3. EMMA omogoča enostavno odčitavanje podatkov


Pravilna Ventilacija/Intubacija



Opozorilo: Hipoventilacija





Opozorilo: Hiperventilacija





Opozorilo: Nepravilna intuba-

4. EMMA za enostavno CPR (kardiovaskularno resuscitacijo) – oživljanje ob srčnem infarktu

Opozorilo



Pravilen rezultat in RR med CPR



ROSC-vrnitev spontane cirkulacije pri osebi, ki je preživela srčni infarkt

5. EMMA – sistem "vključi in meri"



"EMMA v vsaki torbi nujne medicinske pomoči"

phasein
MEDICAL TECHNOLOGIES

PHASEIN AB, Svärdvägen 15, SE-182 33 Danderyd, Sweden

phone: +46 8 544 98 150, fax: +46 8 544 98 169

info@phasein.com - www.phasein.com